



BRUKSANVISNING / INSTRUCTION MANUAL

NAKKEMASSASJE / NECK MASSAGER / 80000913



INNLEDNING

Takk for at du valgte et produkt fra Epiq. Du har anskaffet et kvalitetsprodukt som oppfyller alle gjeldende ytelses- og sikkerhetsstandarder i EU. For å sikre ordentlig håndtering og forlenge produktets liv, anbefaler vi at du følger instruksjonene nedenfor.

Les bruksanvisningen og spesielt sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker enheten. Ta vare på denne bruksanvisningen og ha den tilgjengelig sammen med produktet når andre bruker det.

GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSER

- Feil bruk av produktet kan forårsake personskade og skade.
- Bruk kun produktet til sin tiltenkte bruk. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som følger av feil bruk eller håndtering.
- Plasser alltid produktet på en tørr, flatt og stabil overflate, unna bordkanter eller lignende.
- Produktet er kun beregnet for husholdningsbruk. Produktet er ikke for profesjonell bruk.
- Produktet kan kun tilkobles 220–240V~, 50/60Hz.
- Produktmotoren/-elektronikken, ledningen eller støpselet kan ikke senkes i vann. Vann kan ikke komme i kontakt med motoren/elektronikken.
- Berør aldri produktet, ledningen eller støpselet med våte eller fuktige hender.
- Ikke utsett produktet for direkte sollys, høye temperaturer, luftfuktighet, støv eller etsende stoffer.
- Forlat aldri produktet etter at det er slått på.
- Produktet må holdes under konstant oppsyn når det er i bruk. Barn må alltid ha tilsyn når du bruker produktet, for å sørge for at de ikke leker med det. Produktet er ikke en leke.
- Produktet kan ha skarpe deler og må derfor holdes unna rekkevidden til barn.

- Benytt kun tilbehøret som leveres med produktet eller som anbefales av produsenten.
- Produktet skal ikke brukes av personer med redusert følsomhet, fysiske- eller mentale evner, eller av mennesker som ikke er i stand til å betjene produktet med mindre de er under tilsyn eller veiledning av en person ansvarlig for deres sikkerhet.

LEDNING OG STØPSEL

- Ikke la ledningen henge over kanten.
- Hold ledningen og produktet unna varmekilder, varme objekter og åpen ild.
- Koble fra strømledningen før rengjøring og dersom apparatet ikke er i bruk. Ikke dra i ledningen når den fjernes fra kontakten, ta heller i selve støpselet.
- Sørg for at ledningen er trukket helt ut.
- Kontroller jevnlig at ledningen og kontakten ikke er skadet, og ikke bruk produktet dersom dette er tilfelle, eller dersom det har falt i gulvet, falt i vann eller er skadet på annen måte.
- Produktet må inspiseres dersom produktet eller støpselet er skadet, og hvis nødvendig repareres av en autorisert reparatør. Forsøk aldri å reparere produktet selv. Kontakt butikken for å undersøke om reparasjonen dekkes av garantien. Inngrep i produktet ugyldiggjør garantien.

KLAGERETT, GARANTIEN DEKKER IKKE:

- Dersom ovennevnte ikke er observert.
- Dersom produktet har blitt utsatt for uautorisert inngrep.
- Dersom enheten har blitt brukt feil, utsatt for tøff behandling eller annen form for skade.

AVHENDING AV PRODUKTET


Brukte produkter må ikke avhendes i husholdningsavfallet. I henhold til lovgivningen, skal produktet avhendes ordentlig slik at materialene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte. Ytterligere informasjon er tilgjengelig fra den ansvarlige lokale myndigheten

eller det lokale avfallsselskapet. Produktet er utstyrt med følgende logo:




PRODUKTTILBEHØR

1. Massasjeapparatets hovedbelte
2. Kontrollpanel
3. Strømledning
4. Støpsel
5. Håndlomme



KONTROLLPANELET

1. Nedtelling / girvisning
2. På/av
3. Moduser
4. Knapp for intensitetsreduksjon
5. Knapp for intensitetsøkning



PRODUKTFUNKSJONER

- Topunkts rytmemassasje kan lindre skulder- og nakkesmerter.
- Funksjoner: 99 menneskelignende rytmemassasjemoduser, 20 forskjellige intensitetsjusteringer, automatisk 10-minutters timer.

PRODUKTYTELSE OG VIRKNING

- Avlaster press på livmohalsen og eliminerer og reduserer smerte.
- Fremmer blodsirkulasjonen, og senker muskelsmerter og stivhet.
- Reduser spenninger, tretthet og utbrenthet.
- Fremme cellebevegelse og forbedrer blodsirkulasjonen.

DRIFSMETODEN

1. Forberedelse før bruk

Sett støpselet inn i stikkontakten, den digitale skjermen viser AV. Massasjeapparatet er nå i standby-modus. Plasser deretter massasjeapparatet i riktig posisjon. [Se «Brukemetoden»].

2. Automatisk modus

Trykk på [PÅ/AV] for å slå PÅ massasjeapparatet. Massasjeapparatet er PÅ og går inn i automatisk rytmemodus.

3. Manuell modus

Trykk på modusknappen for å gå inn i manuell modus. Hver gang du trykker på knappen

endres rytmemodusene tilsvarende.

Etter siste rytmemodus går massasjeapparatet tilbake til sin automatiske tilstand og modussyklusen gjentas.

4. Justering av intensiteten

Trykk på knappen for økt eller redusert intensitet for å endre intensiteten på rytmemassasjen, samtidig som du trykker på knappen for å redusere intensiteten. Samtidig vises det tilsvarende intensitetsnivået.

5. Avslutning av massasjen

Standard meldingstid er ti minutter. Når du slår på massasjeapparatet går det inn i nedtellingstilstand og slår seg automatisk av etter ti minutter.

BRUKERMETODEN



Nakke/skulder



Rygg



Rygg



Midje



Lår

TEKNISKE DATA

Artikelnr. 80000913
220-240V~, 50/60Hz
60 Watt

PRODUSENT

Epiq ApS
Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th
8660 Skanderborg, Danmark
www.epiq.dk

Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle trykkfeil.

INTRODUCTION

Thank you for choosing a product from Epiq. You have acquired a quality product which meets all applicable performance and safety standards in the EU. In order to ensure proper treatment and a long product life, we recommend that you comply with the instructions below.

Please read the manual and especially the safety instructions carefully before using the product. Keep this manual and provide it for referral along with the product when others are using it.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Improper use of the product can cause personal injury and damage.
- Only use the product for what it is intended. The manufacturer is not liable for damages arising from improper use or handling.
- Always place the product on a dry, flat and stable surface well away from table edge or similar.
- The product is intended for household use only. The product is not for professional use.
- The product may only be connected to 220-240V~, 50/60Hz.
- The product engine/electronics, cord or plug cannot be submerged in water, and no water may get in contact with the engine/electronics.
- Never touch the product, cord or plug with wet or damp hands.
- Do not expose the product to direct sunlight, high temperatures, humidity, dust or corrosive substances.
- Never leave the product when it is turned on.
- When the product is in use, it should be kept under constant supervision. Children should always be supervised when using the product to ensure that they do not play with the product. The product is not a toy.
- The product may have sharp parts and must, therefore, be kept

out of reach of children.

- Only use the accessories that come with the product or that are recommended by the manufacturer.
- The product must not be used by people with reduced sensitivity, physical or mental disability, or people who are not able to operate the product unless they are supervised or instructed by a person responsible for their safety.

CORD AND PLUG

- Do not let the cord hang over the edge.
- Keep the cord and the product away from heat sources, hot objects and open flames.
- Unplug the power cord before cleaning and if the product is not in use. Do not pull the cord when removing the plug from the socket, rather grasp the plug itself.
- Make sure that the cord is fully extended.
- Check regularly that the cord and the plug are not damaged and do not use the product if this is the case, or if it has been dropped on the floor, dropped in water or damaged in another way.
- If the product or plug is damaged, the product must be inspected and, if necessary, repaired by an authorised repairer. Never try to repair the product yourself. Please, contact the store to see if there is a repair that falls under warranty. Tampering of the product will void the warranty.

RULES OF COMPLAINTS THE WARRANTY DOES NOT APPLY:

- If the above is not observed.
- If there has been unauthorised intervention of the product.
- If the product has been mishandled, subjected to rough treatment or some other form of damage.

PRODUCT DISPOSAL


Used product should not be disposed as household waste. According to legislation, the product should be disposed of

properly so that the materials can be recycled in an environmentally friendly manner. Further information is available from the responsible local authority or local disposal company. The product is equipped with the following logo:




PRODUCT ACCESSORIES

1. The main belt of massager
2. The control panel
3. The power cord
4. The power plug
5. The hand pocket



THE CONTROL PANEL

1. Countdown/gear display
2. On/Off
3. Modes
4. The intensity decrease button
5. The intensity increase button



PRODUCT FEATURES

- Two-point beating-massage can relieve shoulder and neck pain.
- Function: 99 kinds of people-like beating-massage modes, 20 different gears of intensity adjustment, automatic timing 10 minutes.

PRODUCT PERFORMANCE AND EFFECTS

- Relieve cervical pressure, eliminate and reduce cervical pain.
- Promote blood circulation, slow muscle pain and stiffness.
- Ease tension, reduce fatigue and burnout.
- Promote cell movement and improve the blood circulation.

THE OPERATION METHOD

1. The preparation before use

Insert the power plug into the power outlet, the digital display shows OFF, and the massager is in standby mode at this time, and then place the massager at the correct position. [Please refer to the "The Using Method"].

2. Automatic mode

Press [ON/OFF] to turn on the massager, then massage ribbon is started and enters into the automatic mode to beat.

3. Manual mode

Press the button to enter the manual mode, each time the button is pressed, the beating-massage modes changed accordingly.

After all the modes of the beating-massage is finished, it returns to the automatic state and this cyclic process is repeated.

4. The adjustment of the intensity

Press the button to increase the intensity of the beating-massage, while press the button to reduce the intensity, and at the same time, the corresponding intensity levels are displayed.

5. The termination of massage

The default massage time is ten minutes, when turning on the massager, it enters into the countdown state, and will be automatically shut down after ten minutes.

THE USING METHOD



Neck/Shoulder



Back



Back



Waist



Thigh

TECHNICAL DATA

Article No. 80000913
220-240V~, 50/60Hz
60 Watt

PRODUCER

Epiq ApS
Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th
8660 Skanderborg, Denmark
www.epiq.dk

We cannot be held responsible for any printing errors.